

Manueller Tube Stripper

Sicheres und einfaches Ausstreifen



Die Tube Stripper TS Serie bietet eine umfangreiche Zahl an Einsatzmöglichkeiten, die die Leistung im Blutverarbeitungsprozess steigern und Prozesse vereinfachen.

Der Tube Stripper wurde entwickelt um in der Blutsegmentvorbereitung, nach der Blutspende und anderen Bearbeitungsprozessen, Schläuche auszustreifen, abzuklemmen und zu schneiden. Das Blut in den Schlauchsegmenten wird in die Sammelbeutel gestreift und mit den Aluminiumclips mechanisch verschlossen. Mit Hilfe der Klemmbacken des Tube Strippers werden die Segmente zwischen den Nähten abgeschnitten.

Produkteigenschaften

- Hochwertige Aluminiumlegierung
- Rostfrei, leicht und robust
- Einfach zu reinigen mit Isopropylalkohol
- Ergonomisches Design für guten Griff und sicheres Ausstreifen
- Geringere Arbeitsermüdung der Hand bei längerem Ausstreifen
- Selbstzentrierende Rollen halten Schlauch in der richtigen Position
- Laufruhiges Ziehen für effektives Ausstreifen
- Interne Feder hält die Griffe in offener Position
- Minimiert Verwicklung der Schläuche



TS - 003

TS - 002

Technische Daten	TS - 002	TS - 003
Grundmaterial	Aluminiumlegierung & Edelstahl	
Rollen	Spezielles Stahlgemisch, Rostfrei	
Schneider	-	Edelstahl
Features	Selbstzentrierende Rollen	
Schneider	Nein	Ja
Netto Gewicht +/-5% (g)	68	70