


Over Wrap Beutel

Zum Einfrieren von Blutkomponenten



- Lange Lebensdauer
- Transparent zur schnellen Überprüfung
- Leicht schweißbar bei geringer Hitze
- Einfach Beschriftung
- Sichere Lagerung



Over Wrap Bags

- **LANGE LEBENSDAUER:** Der Over Wrap Beutel besteht aus EVO copolymer, das speziell für das direkte Tauchbad in flüssigem Stickstoff (LN) gemacht wurde. In einer LN-Umgebung bleibt der Beutel elastisch und ist deshalb ideal dazu geeignet, andere Gefrierbeutel als Sicherheitsbarriere zu schützen. Der Beutel ist einerseits sehr elastisch und verfügt dabei über eine hohe punktuelle Widerstandsfähigkeit.
- **TRANSPARENZ:** Der Over Wrap Beutel verfügt über mehr als 90% optische Durchlässigkeit, wodurch Inhalte auch in gefrorenem Zustand schnell überprüft werden können.
- **LEICHTE SCHWEIßUNG:** Der Over Wrap Beutel ist leicht schweißbar mit Standard RF oder günstigen Schweißgeräten. Es ist lediglich eine geringe Temperatur nötig, wobei das Ergebnis der Schweißung exakt und einfach zu überprüfen ist.
- **LABELS:** Da der Over Wrap Beutel andere Produkte nicht berührt, kann er einfach mit Klebeetiketten oder durch direktes Schreiben auf die Oberfläche gekennzeichnet werden.
- **SICHERHEIT:** Da der Beutel nicht direkt biologische Stoffe enthält, können Proben Beschriftungen, Aliquote oder andere Materialien vor der Cyro-Konservierung in den inneren Beutel gegeben werden. Diese Stoffe bleiben sicher während der Gefrier- und Tauzyklen im Beutel.



Serien Nummer	Länge (cm)	Breite (cm)	Kompatibel mit (cm)
OW 0195	15	9	Cs50, PL 07
OW 1430	30	14	CS 250-750, PL30-220
OW 1930	19	30	